



在宅医療連携システム【ゆい】 Ver.2 ユーザーマニュアル⑧


～日々の情報リスト 編～

このページでは、入力された記録を閲覧する方法について説明します。

Step.1

【ゆい】 Ver.2 トップページ内の  (患者さん検索) をクリックして下さい。

※左側、右上のどちらのアイコンでもよいです。



在宅医療連携システム【ゆい】について
このシステムは在宅療養している人たちの様子を共有し情報交換するシステムです。
GOOGLE CHROMEで使うようにお願いします。
ID及びPASSWORDは前と同じものが使えます。

VER.2は現在構築中ですが、主要な部分の機能が動作するようになりました。
不具合等あればメールにて受け付けますので、ご連絡ください。順次改善していきます。(2015/7月)

- 🏠 このページに戻ります。
- ⚠️ このシステムを利用するに当たっての注意事項です。
- 📖 このシステムの利用方法です。(未完成)
- 🔗 LINKページです。
- ☎️ 利用の申し込み及び運営チームについての情報です。
- 📢 掲示板機能です。ローカルな情報についての閲覧ができます。
- 📋 その日の訪問情報をリストで表示します。
- 📝 その日の訪問情報をノート形式で表示します。
- 👤 **患者さん検索です。**
- 👤 **連携者検索です。**
- 🏢 **施設情報検索です。(まだまだ未完成)**

>

Ver.2での変更点について
<https://www.mhcclinic.jp/4daction/gpage2/1>

Step.2

検索カナキー（登録患者の名字の「あ段」）から、連携設定したい患者・利用者を検索して下さい。

在宅医療連携システム (ゆい) ver.2

名

チーム名: 盛岡-坂本CL (hibi) 利用者:坂本テスト TeamLeader

新規患者登録

全 あ か さ た な は ま や ら わ

Morioka Home Care Clinic 2015 /Aolikai Medical corporation/ email / Top Page /

2015/08/18 14:47

Step.3

患者・利用者名をクリックして下さい。

在宅医療連携システム (ゆい) ver.2

名

チーム名: 盛岡-坂本CL (hibi) 利用者:坂本テスト TeamLeader

新規患者登録

全 あ か さ た な は ま や ら わ

さくらクリニックの患者2【東京】(盛岡-盛岡さくらクリニック)

BBB【盛岡-鈴木CL】

AAA【盛岡-坂本CL】

盛岡 テスト【盛岡市東見前6-85-1】(盛岡-坂本CL)

Morioka Home Care Clinic 2015 /Aolikai Medical corporation/ email / Top Page /

2015/08/19 14:05

Step.4

過去の記録を閲覧するアイコン



をクリックして下さい。

Step.5

閲覧したい日付の記録をクリックして下さい。

Step.6

記録を確認することができます。

以上で終了です。

在宅医療連携システム【ゆい】ver.2
前日 ← 今日 → 翌日

チーム名:盛岡-坂本CL (pati) 利用者:坂本テスト
記録の一覧 記録数=1 <!-#4DVAR CDHON --> : Undefined
1 ~ 25

1 ... 2015/08/19 盛岡 テスト【坂本CLテスト】

----2015/08/19~盛岡 テスト---- 訪問者...坂本テスト

☆VS CHECK☆
血圧...124/74mmHg (52)
体温...36.2℃ SaO2...100%

☆CARE STUFF連絡☆
訪問看護報告書
【いつもと比較して】
テスト入力
【訴え】

※ 画面は開発中のものであり、実際にご利用頂いている画面とは異なる場合があります。

(作成日 : 2015.8.20)